

HABIB 4X



HABIB 4X

Dispositivo eletrocirúrgico RITA Habib de ressecção bipolar por radiofrequência para cirurgias intra-operatória e laparoscópica.



Comprimento do eletrodo de 10 cm - dispositivo para ressecção do parênquima e coagulação do tecido.




Comprimento do eletrodo de 6 cm - dispositivo com agilidade para ressecções mais rápidas e menores.



FERRAMENTA "PUSH-OFF"

- Auxilia a retirada da agulha do tecido ressecado;
- Ferramenta de limpeza das agulhas do Habib 4x, material em poliuretano.



Mecanismo de profundidade de tecido.



Placa de proteção posicionada.



Placa de proteção retirada.

BENEFÍCIOS

- Coagula uma área de tecido de aproximadamente 1 cm de largura com uma profundidade de até 4 cm, com duração média de 8 segundos;
- Coagula e veda os vasos até 10 mm em uma aplicação;
- Reduz a perda de sangue durante cirurgias hepáticas e renais;
- Elimina a necessidade de pinçamento vascular em cirurgias hepáticas e renais;
- Reduz o tempo de cirurgia e o tempo de recuperação.

ESPECIFICAÇÕES

Aplicações práticas no fígado

Os dispositivos de ressecção bipolar laparoscópica e intra-operatória Habib 4x oferecem a capacidade de pré-coagular o parênquima hepático, incluindo o tecido cirrótico comprometido, com perda mínima de sangue e permanências reduzidas na uti.

Aplicações práticas no rim

As novas diretrizes da American Urological Association (AUA) recomendam uma Nefrectomia Parcial (NP) para pacientes com tumores T1 menores que 4 cm. Os dispositivos de ressecção bipolar laparoscópica e aberta Habib 4X são ferramentas excepcionais para ajudar a transição de urologistas para NP.

Código ANVISA	Código NIPRO	Produto	Comprimento
700-103659	AG-700103659	HABIB 4X Laparoscópico	36 cm
4401S	AG-4401S	HABIB 4x	6 cm
4401L	AG-4401L	HABIB 4x	10 cm
700-103285	AG-700103285	Cabo Adaptador HABIB/1500x	-





PRIMECARE[®]
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

PRIMECARE BRASIL

PRIMECARE BRASIL (AM)
Rua Júlio Preste (H-11), N. 254, Bairro: Novo Aleixo,
Manaus - AM,
CEP: 69058-554

+55 (92)3345-3848 / 3345-3949

Responsável Técnico
Raimunda das Graças Mota da Silva
CRF/AM 02735
PRIMECAREBRASIL.COM